

## 沙堡弱液体培养基使用说明书

【货号】 CM154

【用途】

用于一次性使用卫生用品中真菌增菌培养。(GB 标准)

【规格】 250g/瓶

【成分】 (g/L)

蛋白胨 10.0

葡萄糖 40.0

【原理】

蛋白胨在培养基中作为基础营养物质提供菌体生长所需的氮源、碳源等; 葡萄糖作为能源。

【用法】

称取 50.0g 于 1L 蒸馏水中, 加热煮沸至完全溶解, 115°C 高压灭菌 15min 备用。

【质量控制】

| 质控菌株                | 接种量 (CFU) | 方法 | 培养条件            | 生长情况 |
|---------------------|-----------|----|-----------------|------|
| 白色念珠菌<br>ATCC 26790 | 10-100    | 定量 | 25°C±1°C<br>72h | 生长良好 |
| 酿酒酵母菌<br>ATCC 9763  |           |    |                 | 生长良好 |

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, “质检报告” 和 “MSDS” 页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。